



Miniarm / Mini arm / Mini bras

Bruksanvisning / User manual / Brukerveiledning / Manuel

Art. nr: 451030

Table of contents

SE: Miniarm	3
Översikt över Miniarm	3
Använd Miniarm	4
Produktspecifikationer	4
Skötsel	4
EN: Mini arm	5
Overview of Mini arm	5
Use Mini arm	6
Technical data	6
Maintenance	6
NO: Miniarm	7
Oversikt over Miniarm	7
Bruk Miniarm	8
Produktspesifikasjoner	8
Vedlikehold	8
FR : Mini bras	9
Vue d'ensemble du Mini bras	9
Utilisez Mini bras	10
Spécifications du produit	10
Entretien	10

SE: Miniarm

Miniarm kan användas för att montera utrustning som hållare för mobilenheter och manöverkontakter.

Översikt över Miniarm



Medföljande delar

- Miniarm
- Adapter Miniarm 4/6
För montering av Piko Button.
- Miniarm Rör/Bordstving
- Två stoppskruvar
För att låsa Miniarm.
- Insexnyckel
För att dra åt stoppskruvarna.

Använd Miniarm

Lås Miniarm till tvingen

1. Sätt in stoppskruven i hålet på sidan av tvingen.
2. Dra åt stoppskruven med insexnyckeln.

Ändra positionen för Miniarm

1. Håll i utrustningen som är monterad på Miniarm.
2. Lossa leden på armen.
3. Ändra armens position.
4. Dra åt leden på armen.

Produktspecifikationer

Max. armlängd	370 mm
Gänga	6 mm
Max. gap för bordsskiva	40 mm
Min./max. rördiameter för tving	15–40 mm
Max. belastning	400 gram

Skötsel

Rengör Miniarm med en fuktig trasa och svagt rengöringsmedel. Miniarm kan även rengöras med Alsolsprit, Klorhexidinsprit eller etanol. Torka Miniarm med en torr trasa.

EN: Mini arm

Mini arm can be used to mount equipment such as holders for mobile devices and control switches.

Overview of Mini arm



Included parts

- Mini arm
- Adapter Mini arm 4/6
For mounting Piko Button.
- Mini arm Tube/Table clamp
- Two set screws
For locking Mini arm.
- Hex key
For tightening the set screws.

Use Mini arm

Lock Mini arm to the clamp

1. Put the set screw into the hole on the side of the clamp.
2. Tighten the set screw with the hex key.

Change the position of Mini arm

1. Hold the equipment that is mounted on Mini arm.
2. Loosen the joint of the arm.
3. Change the position of the arm.
4. Tighten the joint of the arm.

Technical data

Max. arm length	370 mm
Thread	6 mm
Max. gap for tabletop	40 mm
Min./max. pipe for clamp	15–40 mm
Max. load	400 gram

Maintenance

Clean Mini arm with a moist cloth and weak detergent. Mini arm can also be cleaned with a moist cloth and aluminium acetotartrate, chlorhexidine or ethyl alcohol. Dry Mini arm with a dry cloth.

NO: Miniarm

Miniarm kan brukes til å montere utstyr som holdere for mobile enheter og eksterne brytere.

Oversikt over Miniarm



Medfølgende deler

- Miniarm
- Adapter Miniarm 4/6
For montering av Piko Button.
- Miniarm Bord/Rørklemme
- To stoppskruer
For å låse Miniarm.
- Sekskantnøkkel
For å stramme til stoppskruene.

Bruk Miniarm

Lås Miniarm til klemmen

1. Sett stoppskruen inn i hullet på siden av klemmen.
2. Stram til stoppskruen med sekskantnøkkelen.

Endre posisjonen for Miniarm

1. Hold utstyret som er montert på Miniarm.
2. Løsne leddet på armen.
3. Endre armens posisjon.
4. Stram til leddet på armen.

Produktspesifikasjoner

Maks. lengde på arm	370 mm
Gjenge	6 mm
Maks. åpning for bordplate	40 mm
Min./maks. rørdiameter for klemme	15-40 mm
Maks. belastning	400 gram

Vedlikehold

Rengjør Miniarm med en fuktig klut og svak såpe. Miniarm kan også rengjøres med en fuktig klut og Alsolsprit, Klorheksidinsprit eller etanol. Tørk Miniarm med en tørr klut.

FR : Mini bras

Mini bras peut être utilisé pour monter des équipements tels que des supports pour appareils mobiles et des interrupteurs de commande.

Vue d'ensemble du Mini bras

451031 Adaptateur Mini bras 4/6
Filetage : M4/M6




451030 Mini bras

451041 Pince pour tube/table
du Mini bras

Clé hexagonale
et vis de réglage



Montage alternatif de la
pince pour tube/table.



451040 Rallonge
pour Mini bras,
200 mm
Non inclus.



Pièces incluses

- Mini bras
- Adaptateur Mini bras 4/6
Pour le montage du contacteur Piko.
- Pince de tuyau/table du Mini bras
- Deux vis de réglage
Pour le verrouillage du Mini bras.
- Clé hexagonale
Pour le serrage des vis de réglage.

Utilisez Mini bras

Verrouiller Mini bras sur la pince

1. Insérez la vis de réglage dans l'orifice sur le côté de la pince.
2. Serrez la vis de réglage à l'aide de la clé hexagonale.

Modifier la position du Mini bras

1. Tenir l'équipement monté sur Mini bras.
2. Desserrer l'articulation du bras.
3. Changer la position du bras.
4. Serrer l'articulation du bras.

Spécifications du produit

Longueur maxi. du bras	370 mm
Filetage	6 mm
Espace maxi. pour le plateau	40 mm
Tuyau mini./maxl. pour la pince	15-40 mm
Max. charge	400 grammes

Entretien

Nettoyer Mini bras avec un chiffon humide et un détergent doux. Mini bras peut également être nettoyé avec un chiffon humide et de l'acétotartrate d'aluminium, de la chlorhexidine ou de l'alcool éthylique. Sécher Mini bras avec un chiffon sec.

Contact Information

Sweden

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norway

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

United Kingdom

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

