

# ReSound Unite™ Phone Clip+



## Description

Le kit main-libre ReSound Unite™ Phone Clip+ est un petit accessoire très pratique qui sert d'intermédiaire entre les aides auditives et un téléphone Bluetooth®, évitant ainsi la manipulation du téléphone. Equipé d'une pince pivotante intégrée, il se fixe facilement à un vêtement ou au pare-soleil d'un véhicule.

L'utilisation est simple : Les fonctions téléphoniques de base, comme décrocher/raccrocher ou ajuster le volume, se font par simple appui sur un bouton. Des fonctions avancées sont également possibles, comme le rappel du dernier numéro composé ou bien la numérotation vocale, lorsque le téléphone connecté gère ces fonctions.

En dehors d'une conversation téléphonique, le kit main-libre ReSound Unite™ Phone Clip+ peut être utilisé comme une télécommande de base, avec la possibilité de changer le volume ou le programme des aides auditives. Il est aussi doté d'un bouton "Sourdine" permettant à tout moment de couper les microphones des aides auditives.\*

Le kit main-libre ReSound Unite™ Phone Clip+ diffuse le signal téléphonique aux deux aides auditives. Il peut aussi transmettre la musique stockée sur le téléphone aux aides auditives, y compris en stéréo lorsque le téléphone est compatible (A2DP).

Le kit main-libre ReSound Unite™ Phone Clip+ fonctionne en harmonie avec les autres accessoires de la gamme ReSound Unite™. Ainsi, un appel téléphonique provenant du kit main-libre devient prioritaire sur une émission de télévision transmise via l'émetteur audio ReSound Unite™ TV. La télécommande ReSound Unite™ Remote Control affiche, quant à elle, la présence d'un appel.

\*Totalelement compatible avec les gammes ReSound Verso™ et ReSound Up™. L'utilisation avec la gamme ReSound Alera® nécessite au préalable un couplage avec une télécommande ReSound Unite™ Remote Control (télécommande de l'utilisateur ou de l'audioprothésiste) pour avoir accès aux fonctions de la télécommande avec le kit main-libre. Le mode "Sourdine" et la diffusion de musique en stéréo ne sont pas disponibles sur les aides auditives de la gamme ReSound Alera®.

## Siège social mondial

ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7 DK-2750 Ballerup,  
Danemark  
Tél. : +45 45 75 11 11  
Fax : +45 45 75 11 19  
www.resound.com

## Couplage et appairage simplifiés

- Couplage avec les aides auditives : appuyez sur le bouton de couplage situé derrière le cache argenté, puis ouvrez et fermez le porte-pile des aides auditives (délai maximum : 20 secondes)
- Le couplage peut également être effectué en utilisant le logiciel ReSound Aventa® 3
- Une fois effectué, le couplage reste mémorisé par les aides auditives et le kit main-libre.
- Appairage avec le téléphone : appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth® situé derrière le cache argenté, puis lancez une recherche Bluetooth® à l'aide du téléphone

## Utilisation intuitive

- Répondez et mettez fin aux appels par simple pression sur un bouton
- Double-cliquez pour rappeler le dernier numéro composé ou maintenez appuyé pour utiliser la numérotation vocale
- Ajustez le volume pour un niveau sonore toujours optimal
- Coupez à tout moment les micros des aides auditives grâce au bouton "Sourdine"\*
- Fixez facilement le kit main-libre à un vêtement ou une pare-soleil de véhicule à l'aide de la pince pivotante intégrée
- Utilisez le kit main-libre comme une télécommande de base pour les aides auditives quand aucun appel téléphonique n'est actif (réglage du volume, changement de programme)
- Rechargez facilement le kit main-libre sur une simple prise USB ou une prise murale avec l'adaptateur et le cordon fournis

## Combinaison des technologies sans fil 2,4 GHz et Bluetooth®


- Les communications entre le kit main-libre et les aides auditives utilisent la technologie sans fil 2,4 GHz : une standard fiable délivrant un signal puissant et stable
- Les communications entre le kit main-libre et le téléphone utilisent la technologie Bluetooth® : un standard largement utilisé offrant une compatibilité avec la plupart des téléphone Bluetooth®

ReSound

rediscover hearing

## Description

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Bouton Décrocher/Raccrocher
3. Bouton sélecteur de programme
4. Bouton "Sourdine" (coupure des microphones)
5. Prise micro-USB
6. Commande de volume
7. Entrée microphone
8. Pince de fixation
9. Bouton de couplage (aide auditive)
10. Bouton d'appairage Bluetooth (téléphone)
11. Adaptateur secteur
12. Cordon USB



## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	69 x 32 x 13mm
<b>Poids</b>	25 g
<b>Alimentation</b>	Batterie rechargeable intégrée
<b>Autonomie</b>	6 heures en communication 80 heures en veille
<b>Interface audio</b>	Réception du signal vocal via microphone directionnel
<b>Durée de charge de la batterie</b>	3 heures
<b>Rayon d'action Bluetooth (téléphone)</b>	Jusqu'à 10 m sans obstacle
<b>Puissance de transmission Bluetooth (téléphone)</b>	Classe 2 (max : 4 dBm)
<b>Conformité Bluetooth</b>	Version 2.1
<b>Profils Bluetooth supportés</b>	HFP (Hand Free Profile) : main-libre HSP (HeadSet Profile) : casque SSP (Simple Secure Pairing) : appairage sécurisé sans code de liaison A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : transfert de musique
<b>Interface sans fil (aide auditive)</b>	Technologie 2,4 GHz
<b>Puissance de transmission (aide auditive)</b>	10 dBm
<b>Rayon d'action (aide auditive)</b>	Jusqu'à 3m sans obstacles
<b>Temps de latence (Phone Clip+ vers aide auditive)</b>	< 40ms
<b>Transmission audio (Phone Clip+ vers aide auditive)</b>	Mono ou stéréo (selon la configuration des aides auditives)
<b>Bande passante (Phone Clip+ vers aide auditive)</b>	Mode A2DP : 100 Hz à 10 kHz Téléphone : 200 Hz à 3,4 kHz
<b>CEM (Compatibilité électromagnétique)</b>	<b>EN 301 489-17</b> Partie 17 : Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission à large bande de 2,4 GHz, les équipements des réseaux locaux radioélectriques (RLAN) à haute performance de 5 GHz et les systèmes de transmission à large bande de 5,8 GHz  <b>EN/(CEI) 60601-1-2:2001+A1</b> Appareils électromédicaux – Partie 1-2 : Règles générales de sécurité – norme collatérale : Règles de sécurité pour systèmes électromédicaux
<b>Conformité de l'interface sans fil (aide auditive)</b>	EN 300 328, ETSI EN 300 440-1 FCC CFR 47 Part 15, Subpart C, §15.247
<b>Tolérance ESD (décharge électrostatique)</b>	6 kV (Décharge par contact) 8 kV (Décharge dans l'air) Selon la norme CEI 61000-4-2 Essai d'immunité aux décharges électrostatiques
<b>Température de fonctionnement</b>	0 °C à 45 °C Peut fonctionner par des températures inférieures à 0 °C, mais avec une autonomie réduite
<b>Température de stockage</b>	-20 °C à 45 °C, ne pas exposer directement à la lumière du soleil